

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Creb3L2 단일클론 항체 - Q70Sy1

품목 번호: CM0005660

소개

인간 CREB3L2 (BBF2H7)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스 및 랫트 CREB3L2 (57 kDa)를 검출합니다. ER 스트레스 및 연골형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CREB3L2 Rabbit mAb
비고/별칭	BBF2H7
종	인간
GeneID (인간)	64764
GeneID	64764
면역원	인간 CREB3L2 (NP_001240704.1)의 아미노산 1-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q70SY1
단백질 분자량	57 kDa
배송	아이스백