

Wb, Elisa용 항Creb3L2 토끼 다클론 항체 - Q70Sy1

품목 번호: CM0018293

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CREB3L2 토끼 다클론 항체입니다. 연골 형성 및 UPR에 관여하는 57kDa ER 스트레스 반응성 전사 인자인 인간 및 생쥐 CREB3L2를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CREB3L2 토끼 pAb
비고/별칭	BBF2H7; CREB3L2
종	인간
유전자 ID (인간)	64764
유전자 ID	64764
면역원	재조합 단백질 - 인간 CREB3L2 (NP_001240704.1)의 아미노산 1-247번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q70SY1
단백질 분자량	57kDa
배송 방법	아이스 팩