

Wb 및 Elisa용 항-Creb5 토끼 다클론 항체 - Q02930

품목 번호: CM0013535

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CREB5 토끼 다클론 항체로, 인간 및 래트 샘플에 적합합니다. 유전자 발현 조절을 위해 cAMP 반응 요소에 결합하는 전사 인자 CREB5를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CREB5 토끼 pAb
비고/별칭	CREB-5; CREBPA; CRE-BPA; CREB5
종	인간
유전자ID (인간)	9586
유전자ID	9586
면역원	인간 CREB5 (NP_878902.2)의 아미노산 210-380에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q02930
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩