

Anti-Crebzf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Ns37

품목 번호: CM0028318

소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA 검증된 CREBZF 토끼
폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 CREB/ATF
bZIP 전사 인자(전사 조절 및 HSV 억제에 관여)를
검출합니다. 유전자 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CREBZF Rabbit pAb
비고/별칭	ZF; SMILE; CREBZF
종	인간
GeneID (Human)	58487
GeneID	58487
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NS37
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백