

항-Creg1 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa 용 - O75629

품목 번호: CM0024502



소개

인간 CREG1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 약 24 kDa 단백질을 인식하며, 면역원은 아미노산 110-190에 해당합니다. 전사 조절 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CREG1 토끼 pAb
비고/별칭	CREG; CREG1
종	인간
유전자 ID (인간)	8804
면역원	인간 CREG1 (NP_003842.1)의 아미노산 110-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O75629
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩