

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Creld1 다클론 항체 - Q96Hd1

품목 번호: CM0012892

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-CRELD1 다클론 항체. 사람, 마우스, 래트의 CRELD1(45 kDa)과 반응하며, AChR 국소화에 관여하는 단백질 이황화 이성질화효소입니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRELD1 토끼 pAb
비고/별칭	AVSD2; CIRRN; CRELD1
종	사람
유전자ID (사람)	78987
유전자ID	78987
면역원	합성 펩타이드 (사람 CRELD1 (NP_056328.2)의 아미노산 50-150 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q96HD1
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩