


Wb 및 Elisa용 Anti-Crh 토끼 다클론 항체 - P06850

품목 번호: CM0018425



소개

인간 코르티코트로핀 방출 호르몬(CRH)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 스트레스 및 신경내분비 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	CRH 토끼 pAb
비고/별칭	CRF; CRH1; CRH
종	인간
GeneID (인간)	1392
GeneID	1392
면역원	인간 CRH(NP_000747.1)의 25~194번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P06850
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩