

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Crhbp 토끼 다클론 항체 - P24387

품목 번호: CM0025299

소개

인간 CRHBP에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. CRH/유로코르틴 신호 전달 및 HPA 축 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRHBP 토끼 pAb
비고/별칭	CRFBP; CRF-BP; CRHBP
종	인간
GeneID (인간)	1393
GeneID	1393
면역원	인간 CRHBP (NP_001873.2)의 아미노산 25-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P24387
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백