


Wb 및 Elisa용 Anti-Crhr1 토끼 다클로날 항체 - P34998

품목 번호: CM0028734



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CRHR1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 CRHR1를 검출합니다. 스트레스 반응, 신경내분비 신호 전달 및 GPCR 연구에 이상적입니다. Uniprot: P34998.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRHR1 Rabbit pAb
비고/별칭	CRF1; CRHR; CRF-R; CRFR1; CRF-R1; CRFR-1; CRH-R1; CRHR1L; CRF-R-1; CRH-R-1; CRHR1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1394
GeneID	1394
면역원	인간 CRHR1 (NP_001138618.1)의 아미노산 24-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P34998
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩