

Wb 및 Elisa용 항Crip1 다클론 항체 - P50238

품목 번호: CM0030453

소개

인간 CRIP1(시스테인 풍부 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 재조합 전장 면역원 사용, 아연 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRIP1 토끼 pAb
비고/별칭	CRHP; CRIP; CRP1; CRP-1; CRIP1
종	인간
유전자 ID	1396
면역원	인간 CRIP1 (NP_001302.1)의 아미노산 1-77에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50238
단백질 분자량	9 kDa
배송 방식	아이스 팩