

## Wb, Elisa용 Anti-Crip2 Rabbit Polyclonal Antibody - P52943

품목 번호: CM0025469



### 소개

인간 CRIP2 (ESP1)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 심장 및 기타 조직에서 cysteine-rich protein 2의 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CRIP2 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | CRIP; CRP2; ESP1; CRIP2                                       |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 1397                                                          |
| GeneID      | 1397                                                          |
| 면역원         | 인간 CRIP2 (NP_001303.1)의 아미노산 1-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                       |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS       | P52943                                                        |
| 단백질 분자량     | 22kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |