


Anti-Crisp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16562

품목 번호: CM0027535



소개

인간 CRISP2 (CT36/TPX1)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 정자 수정 능력 및 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRISP2 Rabbit pAb
비고/별칭	CT36; TPX1; TSP1; GAPDL5; CRISP-2; CRISP2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7180
GeneID	7180
면역원	인간 CRISP2 (NP_003287.1)의 아미노산 22-243에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P16562
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백