

Wb 및 Elisa용 Anti-Crispld2 다클론 항체 - Q9H0B8

품목 번호: CM0016112

소개

인간 CRISPLD2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 기질 조립 및 세포외기질 생물학에서 CRISPLD2의 기능을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRISPLD2 토끼 pAb
비고/별칭	LGL1; CRISP11; LCRISP2; CRISPLD2
종	인간
유전자 ID(인간)	83716
유전자 ID	83716
면역원	재조합 단백질 인간 CRISPLD2(NP_113664.1)의 아미노산 140~430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9H0B8
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스팩