


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Crk/Crkii 폴리클론항체 - P46108

품목 번호: CM0024625



소개

CamelBio는 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 anti-CRK/CRKII 토끼 폴리클론항체를 제공합니다. 이 항체는 인간 및 마우스 CRK를 검출하며, 세포 부착, 이동, 식세포작용 신호전달 연구에 적합합니다. SWISS: P46108.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRK/CRKII Rabbit pAb
비고/별칭	p38; CRKII; CRK/CRKII
종	인간
유전자 ID (인간)	1398
유전자 ID	1398
면역원	재조합 단백질 인간 CRK/CRKII (NP_058431.2)의 아미노산 1-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46108
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백