

Anti-Crkl (Phospho-Tyr207) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P46109

품목 번호: CM0001054



소개

Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb는 인간 유래 인산화 CRKL(Tyr207)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 마쳤으며 마우스 교차 반응성을 가집니다. 세포 내 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb
비고/별칭	CRKL; Phospho-CRKL-Y207
종	인간
GeneID	1399
면역원	합성 펩타이드 인간 CRKL(NP_005198.1)의 Y207 주변 합성 인산화 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P46109
단백질 무게	34kDa
배송	아이스팩