

Wb, Elisa용 항-Crkl 다클론 항체 - P46109

품목 번호: CM0014892



소개

인간 CRKL에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 CRKL과 반응합니다. 신호 전달 연구 및 진단 검사법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	CRKL 토끼 pAb
비고/별칭	CRKL
종	인간
유전자ID (인간)	1399
유전자ID	1399
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P46109
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩