

Anti-Crkl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P46109

품목 번호: CM0017464



소개

CRKL 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 Crk-유사 단백질(34 kDa)을 검출합니다. 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRKL Rabbit pAb
비고/별칭	CRKL
종	인간
GeneID (Human)	1399
GeneID	1399
면역원	인간 CRKL (NP_005198.1)의 아미노산 1-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46109
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백