

Anti-Crlf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hc73

품목 번호: CM0015014



소개

CRLF2(TSLP 수용체)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응함. 조혈계 및 사이토카인 신호전달 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRLF2 Rabbit pAb
비고/별칭	CRL2; TSLPR; CRLF2Y; CRLF2
종	인간
유전자 ID (인간)	64109
유전자 ID	64109
면역원	인간 CRLF2 (NP_071431.2)의 아미노산 23-231에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HC73
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백