

Wb 및 Elisa용 Anti-Crm1/Xpo1 토끼 다가 클로날 항체 - O14980

품목 번호: CM0016232



소개

사람 Exportin-1 (CRM1/XPO1)을 표적으로 하는 토끼 다가 클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 핵 수출 및 바이러스-숙주 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CRM1/XPO1 Rabbit pAb
비고/별칭	emb; CRM1; exp1; CRM-1; CRM1/XPO1
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	7514
유전자 ID	7514
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다가 클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O14980
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스 백(Ice bag)