


Anti-Crmp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q14194

품목 번호: CM0019045



소개

사람, 마우스, 랫트의 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 CRMP1 Rabbit Polyclonal Antibody. 축삭 유도 및 세포골격 리모델링에 관여하는 62kDa dihydropyrimidinase-related protein 1을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRMP1 Rabbit pAb
비고/별칭	DRP1, DRP-1, CRMP-1, DPYSL1, ULIP-3, CRMP1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1400
유전자 ID	1400
항원(Immunogen)	제조합 단백질; 사람 CRMP1 (NP_001304.1)의 아미노산 460-540에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14194
단백질 분자량	62kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)