


Anti-Crmp2/Dpysl2 단일클론 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - Q16555

품목 번호: CM0012200



소개

인간 CRMP2/DPYSL2 (UniProt Q16555)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 신경 발달, 축색 유도 및 세포골격 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] CRMP2/DPYSL2 Rabbit mAb
비고/별칭	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1808
면역원	합성 펩타이드: 인간 CRMP2/DPYSL2 (Q16555)의 아미노산 473-572 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q16555
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백