


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Crmp2/Dpysl2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q16555

품목 번호: CM0018289



소개

CRMP2/DPYSL2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경 발달, 축삭 유도 및 CRMP2 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] CRMP2/DPYSL2 Rabbit pAb
비고/별칭	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
종	인간
유전자 ID (인간)	1808
유전자 ID	1808
면역원	인간 CRMP2/DPYSL2 (NP_001377.1)의 아미노산 400-500에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16555
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백