


Anti-Crmp5/Dpysl5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpu6

품목 번호: CM0010991



소개

CRMP5/DPYSL5 (Dihydropyrimidinase-related protein 5)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 수상돌기 성장 조절에 관한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRMP5/DPYSL5 Rabbit mAb
비고/별칭	CV2; CRAM; CRMP5; RTSC4; Ulip6; CRMP-5; CRMP5/DPYSL5
종	사람(Human)
GeneID (사람)	56896
GeneID	56896
면역원	합성 펩타이드 사람 CRMP5/DPYSL5 (Q9BPU6)의 아미노산 465-564 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BPU6
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백