

Anti-Crnn 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa) - Q9Ubg3

품목 번호: CM0030065

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 CRNN 토끼 다클로날 항체; 인간 및 마우스 코놀린(Cornulin)과 반응합니다. 세포 증식 및 편평 상피 생물학 연구에 이상적입니다. - Q9UBG3

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRNN Rabbit pAb
비고/별칭	DRCl; PDRCl; SEP53; Clorf10; CRNN
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	49860
면역원	인간 CRNN (NP_057274.1)의 아미노산 396-495에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9UBG3
단백질 크기	54kDa
배송	아이스 팩