

Anti-Crot 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, Elisa 용) - Q9Ukg9

품목 번호: CM0027774

소개

사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IP, ELISA로 검증된 Anti-CROT 토끼 다클론 항체입니다. 지방산 베타 산화의 핵심 효소인 퍼옥시좀 카르니틴 O-옥타노일트랜스퍼라아제(70 kDa)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CROT 토끼 pAb
비고 / 별칭	COT; CROT
종	사람
유전자ID (사람)	54677
면역원	사람 CROT (NP_001230674.1)의 아미노산 1-87번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9UKG9
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스 팩