


## Wb 및 Elisa용 항-Crtc1 토끼 다클론 항체 - Q6Uuv9

품목 번호: CM0014375



### 소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-CRTC1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 CRTC1을 검출하며 마우스와 랫드와 교차 반응합니다. CREB 신호 전달, L-LTP 및 일주기 시계 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CRTC1 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | MAML2; MECT1; Mam-2; TORC1; TORC-1; WAMTP1; CRTC1            |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 23373                                                        |
| 유전자 ID      | 23373                                                        |
| 면역원         | 인간 CRTC1 (NP_056136.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 생산 기원       | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 마우스, 랫드                                                      |
| SWISS       | Q6UUV9                                                       |
| 단백질 분자량     | 67kDa                                                        |
| 배송 방식       | 아이스백                                                         |