

Wb, Elisa용 항Crtc2 토끼 다클론 항체 - Q53Et0

품목 번호: CM0014401



소개

인간 CRTC2(TORC2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 73kDa 밴드를 검출하며 CREB 신호전달, 포도당신생합성 및 대사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CRTC2 토끼 pAb
비고/별칭	TORC2; TORC-2; CRTC2
종	인간
유전자ID (인간)	200186
유전자ID	200186
면역원	인간 CRTC2 (NP_859066.1)의 아미노산 16-126을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q53ET0
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩