

Anti-Crx Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - O43186

품목 번호: CM0024761



소개

인간 Cone-rod homeobox protein (CRX)에 대한 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯, 면역형광(파라핀 포매), ELISA에 대해 검증됨. 마우스와 교차 반응. 광수용체 유전자 조절 및 망막 발달 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CRX Rabbit pAb
비고/별칭	CRD; LCA7; OTX3; CORD2; CRX
종	인간
유전자 ID (인간)	1406
유전자 ID	1406
면역원	합성 펩타이드: 인간 CRX (NP_000545.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O43186
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백