

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cry1 폴리클론항체 - Q16526

품목 번호: CM0013192

소개

인간 CRY1(Cryptochrome-1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응. 일주기 리듬 연구에 이상적. 66kDa, 얼음 배송.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRY1 Rabbit pAb
비고/별칭	DSPD; PHLL1; CRY1
종	인간
GeneID (인간)	1407
GeneID	1407
면역원	인간 CRY1 (NP_004066.1)의 아미노산 496-586에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q16526
단백질 무게	66kDa
배송	아이스백