

Wb, Elisa용 항Cry2 토끼 다클론 항체 - Q49An0

품목 번호: CM0029115

소개

핵심 일주기 시계 억제인자인 인간 CRY2를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 쥐에 교차 반응성을 가집니다. 일주기 리듬 및 대사 연구에 이상적이며 예상 단백질 밴드 크기는 67 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRY2 토끼 pAb
비고/별칭	HCRY2, PHLL2, CRY2
종	인간
유전자ID (인간)	1408
유전자ID	1408
면역원	인간 CRY2 (NP_066940.3)의 아미노산 200-300번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q49AN0
단백질 분자량	67kDa
배송 방식	아이스백