

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cry2 토끼 다클론 항체 - Q49An0

품목 번호: CM0015185

소개

인간 CRY2(67kDa)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 랫드 CRY2를 인식합니다. 생체시계, 전사 조절 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRY2 토끼 pAb
비고/별칭	HCRY2; PHLL2; CRY2
종	인간
GeneID(인간)	1408
GeneID	1408
면역원	인간 CRY2(NP_066940.2)의 455~614번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q49AN0
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스팩