


Anti-Cryaa 토끼 다클론 항체, Wb, If-P, Elisa용 - P02489

품목 번호: CM0028545



소개

인간, 마우스, 래트, 제브라피쉬에서 WB, IF-P, ELISA로 검증된 알파-크리스탈린 A 사슬(CRYAA; HSPB4)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 수정체 생물학 및 샤페론 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRYAA 토끼 pAb
비고/별칭	CRYA1; HSPB4; CTRCT9; CRYAA
종	인간
유전자 ID	1409 (인간)
면역원	인간 CRYAA (NP_000385.1)의 아미노산 1-173에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 제브라피쉬
SWISS	P02489
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스 팩