


Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cryab Rabbit Monoclonal Antibody - P02511

품목 번호: CM0004790



소개

인간 CRYAB (Alpha-crystallin B chain)에 대한 토끼 단일클론 항체로, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 샤페론 활성 및 수정체 생물학 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRYAB Rabbit mAb
비고/별칭	MF2, CRYA2, CTPP2, HSPB5, CMD11, CTRCT16, HEL-S-101, CRYAB
종	인간
GeneID (인간)	1410
GeneID	1410
면역원	합성 펩타이드 인간 CRYAB (P02511)의 아미노산 76-175 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P02511
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백