

Anti-Crybb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P53674

품목 번호: CM0025149



소개

인간 CRYBB1(베타-크리스탈린 B1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 안구 수정체 단백질 연구 및 백내장 질병 변이 분석에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRYBB1 Rabbit pAb
비고/별칭	CATCN3; CTRCT17; CRYBB1
종	인간
유전자 ID (인간)	1414
유전자 ID	1414
면역원	인간 CRYBB1 (NP_001878.1)의 아미노산 1-252에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P53674
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백