

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Crygc 다클론 항체 - P07315

품목 번호: CM0030317



소개

인간 감마-크리스탈린 C(CRYGC)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. Western blot, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 수정체 단백질 및 백내장 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRYGC 토끼 pAb
비고/별칭	CCL; CRYG3; CTRCT2; CRYGC
종	인간
GeneID (인간)	1420
GeneID	1420
면역원	제조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07315
단백질 중량	21kDa
배송	아이스팩