

Wb, Elisa용 Anti-Crygs 폴리클로날 항체 - P22914

품목 번호: CM0026749



소개

인간 CRYGS (감마-크리스탈린 S)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 응용에 적합하며, 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 교차 반응성이 입증되었습니다. 렌즈 단백질 및 백내장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRYGS Rabbit pAb
비고/별칭	CRYG8; CTRCT20; CRYGS
종	인간
GeneID (인간)	1427
GeneID	1427
면역원	인간 CRYGS (NP_060011.1)의 아미노산 1-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P22914
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백