

Wb, Elisa용 Anti-Crym 폴리클로날 항체 - Q14894

품목 번호: CM0030903



소개

CRYM(케티민 환원효소 뮤-크리스탈린)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응함. 대사 및 난청 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRYM Rabbit pAb
비고/별칭	THBP; DFNA40; CRYM
종	인간
GeneID (인간)	1428
GeneID	1428
면역원	인간 CRYM (NP_001879.1)의 아미노산 1-314에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14894
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백