

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cs 폴리클로날 항체 - O75390

품목 번호: CM0025551



소개

인간 CS (시트레이트 합성효소, 미토콘드리아성)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 확인하며 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 크렙스 회로와 미토콘드리아 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CS Rabbit pAb
비고/별칭	CS
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1431
유전자 ID	1431
면역원	인간 CS (NP_004068.2)의 아미노산 167-466에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75390
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)