

Wb 및 Elisa용 Anti-Csad 토끼 다클로날 항체 - Q9Y600

품목 번호: CM0017207



소개

WB 및 ELISA용 인간 CSAD(시스테인 설펜산 탈카르복실화효소)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 타우린 생합성 연구 및 간/뇌 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSAD Rabbit pAb
비고/별칭	CSD; PCAP; CSAD
종	인간(Human)
GeneID (인간)	51380
GeneID	51380
면역원	인간 CSAD (NP_057073.4)의 아미노산 371-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y600
단백질 크기	55kDa
배송	아이스 백(Ice bag)