

Wb, Elisa용 Anti-Csde1 Rabbit Monoclonal Antibody - O75534

품목 번호: CM0002503



소개

CSDE1(콜드 쇼크 도메인 함유 단백질 E1)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 보이며, mRNA 분해 및 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSDE1 Rabbit mAb
비고/별칭	UNR; DIS155E; CSDE1
종	인간
GeneID (Human)	7812
GeneID	7812
면역원	인간 CSDE1 (NP_009089.4)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75534
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백