


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Csf1 토끼 다클로날 항체 - P09603

품목 번호: CM0015059



소개

사람 샘플을 사용하여 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-CSF1 토끼 다클로날 항체입니다. 조혈 분화, 선천성 면역 및 뼈 발달에 관한 대식세포 콜로니 자극 인자 1 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSF1 Rabbit pAb
비고/별칭	MCSF; CSF-1; CSF1
종	사람 (Human)
GeneID	1435
면역원	사람 CSF1 (NP_757351.1)의 아미노산 33-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P09603
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백