

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Csf2 토끼 다클로날 항체 - P04141

품목 번호: CM0029946



소개

인간 CSF2 (GM-CSF)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 면역원은 N-말단 영역에서 유래했습니다. 조혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSF2 Rabbit pAb
비고/별칭	CSF; GMCSF; CSF2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1437
유전자 ID	1437
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P04141
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)