

If/Icc, Elisa용 Anti-Csf2Ra Rabbit Polyclonal Antibody - P15509

품목 번호: CM0027269



소개

인간 CSF2RA (GM-CSF 수용체 알파)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨; 인간 및 마우스와 교차반응. 조혈세포 및 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSF2RA Rabbit pAb
비고/별칭	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CSF2RA
종	인간
GeneID (인간)	1438
GeneID	1438
면역원	재조합 단백질 인간 CSF2RA (NP_001155001.1)의 아미노산 23-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P15509
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백