

Anti-Csf2Rb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P32927

품목 번호: CM0013860



소개

인간 CSF2RB (CD131)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. IL-3, IL-5 및 GM-CSF 신호 전달 경로에 대한 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CSF2RB Rabbit pAb
비고/고유명	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR; CSF2RB
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1439
GeneID	1439
면역원 항체	인간 CSF2RB (NP_000386.1)의 아미노산 200-443에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P32927
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)