

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Csf3 토끼 다클론 항체 - P09919

품목 번호: CM0024984



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 CSF3 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 CSF3와 반응하며 크기는 22 kDa입니다. 재조합 면역원을 사용했으며 조혈 및 염증 과정에서 과립구 콜로니 자극 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSF3 토끼 pAb
비고/별칭	GCSF; CSF3OS; C17orf33; CSF3
종	인간
유전자ID (인간)	1440
유전자ID	1440
면역원	인간 CSF3 (NP_000750.1)의 아미노산 30-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09919
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스백