


Wb, Elisa용 Anti-Csf3R 폴리클로널 항체 - Q99062

품목 번호: CM0028870



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 Anti-CSF3R 토끼 폴리클로널 항체로, 인간 과립구 콜로니 자극 인자 수용체를 특이적으로 검출합니다. 호중구 계열, 과립구 성숙 및 백혈병 모델 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSF3R Rabbit pAb
비고/별칭	SCN7; CD114; GCSFR; CSF3R
종(Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	1441
GeneID	1441
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드[인간 CSF3R (NP_000751.1)의 아미노산 650-750 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q99062
단백질 분자량	92kDa
배송(Shipping)	아이스백