


Wb, Elisa용 항-Csk (C-Src 키나아제) 토끼 다클론 항체 - P41240

품목 번호: CM0018211



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CSK 토끼 다클론 항체입니다. 주요 Src 패밀리 키나아제 조절 단백질인 인간, 마우스, 래트 CSK를 검출합니다. 면역원: 재조합 인간 CSK (아미노산 1-200). 신호 전달 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CSK 토끼 pAb
비고/별칭	CSK
종	인간
유전자ID (인간)	1445
유전자ID	1445
면역원	인간 CSK (NP_001120662.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41240
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백