


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Csk 토끼 단일클론 항체 - P41240

품목 번호: CM0002557



소개

사람 CSK에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플의 CSK를 검출하며, Src 키나제 조절 및 면역 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSK Rabbit mAb
비고/별칭	CSK; tyrosine-protein kinase CSK
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1445
유전자 ID	1445
면역원(Immunogen)	사람 CSK (P41240)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P41240
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)