


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Csk 토끼 다클론 항체 - P41240

품목 번호: CM0023657



소개

인간 CSK 티로신 키나아제를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블랏, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 면역 반응 및 암 연구에서 Src 패밀리 키나아제의 CSK 매개 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSK 토끼 pAb
비고/별칭	CSK
종	인간
유전자 ID	1445 (인간)
면역원	인간 CSK (NP_004374.1)의 아미노산 188-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P41240
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩