

Wb, Elisa용 Anti-Csmd3 다클론 항체 - Q7Z407

품목 번호: CM0015468

소개

수상돌기 발달에 관여하는 대형 막관통 단백질인 인간 CSMD3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 인간 샘플에서 반응성이 확인되었습니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSMD3 토끼 pAb
비고/별칭	CSMD3
종	인간
GeneID (인간)	114788
GeneID	114788
면역원	인간 CSMD3(NP_937756.1)의 아미노산 220-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7Z407
단백질 중량	406kDa
배송	아이스팩